

# Cetoprofeno e Ciclobenzaprina na Síndrome da Junção Temporomandibular

## Cetoprofeno e Ciclobenzaprina em Gel Transdérmico

Cetoprofeno	10 %
Cloridrato de Ciclobenzaprina	1 %
Propilenoglicol	3 ml
Gel Transdérmico PLO qsp	30 ml

Modo de Usar: aplicar 1 ml nas regiões afetadas 3 a 4 vezes ao dia.

Obs.: PLO - Pluronic® Lecithin Organogel. Guardar em temperatura ambiente. O gel transdérmico PLO tem propriedade gelificante termo-reversa e se liquefaz quando resfriado em geladeira. O gel transdérmico é dispensado em seringas dosadoras de 10 ml ou em sachês monodose, para facilitar sua dispensação em pequenos volumes.

Ref.: 1. American Academy of Craniofacial Pain: TMJ and Dental Health. In.: <http://www.aahnfp.org/tmjanddh.html>. (Acesso em 13 de novembro de 2001). 2. Marek CL. Issues and opportunities: compounding for dentistry. *International Journal of Pharmaceutical Compounding* 1999 Jan/Feb; 3(1): 4-7.