

Clobetasol na Psoriase Ungueal

Verniz Ungueal com Clobetasol 8 %

Propionato de Clobetasol	0,8 g
Acetato de Etila	3,3 ml
Gantrez® ES-435*	3 ml
Álcool Isopropílico qsp	10 ml

Modo de Usar: aplicar diariamente à noite durante 3 semanas e, após este período, duas vezes por semana durante 9 meses.

*Gantrez: copolímero N-butil éster de polimetilvinil éter / ácido maléico. O Gantrez® ES-435 pode ser substituído pelo Gantrez® ES-425. Em caso de substituição pelo Gantrez® ES-425, substituir também o álcool isopropílico pelo álcool etílico absoluto.

Ref.: Sánchez Regaña M et al. Treatment of nail psoriasis with 8% dobetasol nail lacquer: positive experience in 10 patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2005 Sep;19(5):573-7.