

# Cloral Hidratado para Sedação Pediátrica em Odontologia

## Xarope com Hidrato de Cloral

Hidrato de Cloral	75 mg
Xarope qsp	1 ml
Mande em frasco com.....ml	

## Hidrato de Cloral e Hidroxizina xarope

Hidrato de Cloral	50 mg
Cloridrato de Hidroxizina	2 mg
Xarope qsp	1 ml
Mande em frasco com.....ml	

Modo de Usar: 75 mg/kg de hidrato de cloral (1 ml/kg) ou 50 mg/kg de hidrato de cloral e 2 mg/kg de cloridrato de hidroxizina (1 ml/kg), antes do procedimento.

Indicações: como hipnótico e sedativo, com propriedades similares às dos barbitúricos, com pequeno efeito sobre a respiração e a pressão sanguínea.

Ref.: Costa LRRS et al. A randomized double-blinded trial of chloral hydrate with or without hydroxyzine versus placebo for pediatric dental sedation. *Braz. Dent. J.* vol.18 no.4 Ribeirão Preto 2007.